

pH 測定①▶▶

週

材料・器具：pH メーター・洗瓶入り蒸留水・データシート

※本マニュアルでは、HORIBA社製の pHメーター〈B-212〉を例に説明します。

校正を行う

pH測定前に、製品の取扱説明書に沿って器具の校正を行う。
必ず2点校正を行う。



[説明書抜粋]

● pH7 1点校正

① ON/OFF スイッチを押します。自動的に測定モードになります。



② センサガードを開いてセンサのA~B間を覆うように標準液 pH7 を滴下します。
(このとき、標準液 pH7 の測定値を記録しておくことでセンサの経時変化の程度がわかります。)



③ CAL スイッチを押して マーク、pH6.86 を表示させます。
(表示値は温度により変化します。
例：25℃の場合 6.86 を表示)



④ マークが消え、測定モードになり pH6.9前後を表示すれば pH7 の校正は完了です。
水道水などでセンサを洗浄し、水滴を取り除きます。



● pH7 と pH4 の2点校正 (2点校正ができるのは、B-212のみです。)

より高精度な測定を行うために pH7 と pH4 の2点校正をおすすめします。
pH4 の校正は「①標準液校正・pH7 1点校正」を行ってから以下の手順で行ってください。

① センサの A~B 間を覆うように標準液 pH4 を滴下します。
(このとき、標準液 pH4 の測定値を記録しておくことでセンサの感度変化の程度がわかります。)



② CAL スイッチを押し続けて マーク、pH4.0_t を表示させます。
(表示値は温度により変化します。
例：25℃の場合 4.0_t を表示)




③ マークが消え、測定モードになり pH4.0前後を表示すれば pH4 の校正は完了です。
水道水などでセンサを洗浄し、水滴を取り除きます。



※ マークが点滅したときは、校正できていません。標準液を確認のうえ、もう一度校正してください。

※ マークが点滅したときは、校正できていません。標準液を確認のうえ、もう一度校正してください。



出典：
HORIBA
コンパクト pH メーター〈Twin pH〉 B-212
取扱説明書

pH 測定②▶▶

週

材料・器具：pH メーター・洗瓶入り蒸留水・
データシート


測定する


校正後、センサーをよく洗う。
その後、器具の説明書に沿って測定を行う。



【説明書抜粋】

●浸せき測定


- 1 センサガードのスライドキャップを開いてセンサをサンプルに浸せきし 2~3 度軽く振ります。
- 2 安定マーク  が点灯すれば数値を読み取ってください。
- 3 測定終了後はサンプルを捨てて、水道水などでセンサを洗浄し、水滴を取り除いてください。



ご注意

センサを振り続けたり、サンプルの対流が激しい時など、数値が安定しない場合があります。安定しない場合は、平面測定またはすくい取り測定を行ってください。

●平面測定

- 1 センサガードを開いてセンサの A~B 間を覆うようにサンプルを滴下します。
- 2 安定マーク  が点灯すれば数値を読み取ってください。
- 3 測定終了後はサンプルを捨てて、水道水などでセンサを洗浄し、水滴を取り除いてください。




ご注意


センサ B 部にスポイトが触れないようにご注意ください。

●すくい取り測定

- 1 センサガードのスライドキャップを開いてセンサをサンプルに浸せきし、2~3 度振ったのちサンプルをすくい取り、机上等に置きます。この時、センサの A~B 間を覆うようにサンプルがたまっていることを確認してください。

スライドキャップ



- 2 安定マーク  が点灯すれば数値を読み取ってください。
- 3 測定終了後はサンプルを捨てて、水道水などでセンサを洗浄し、水滴を取り除いてください。

ご注意

本計器は防水構造となっていますが、本体全体を水中に浸したままの測定は避けてください。誤って水中に落ちた場合、すみやかに水中から取り出し、水を拭き取ってください。

3 測定が終了したら

- 1 ON/OFF スwitch を押して電源を切ります。
- 2 水道水などでセンサを洗浄し、ティッシュペーパーなどで注意しながらセンサ部および本体部の水滴をふきとります。
- 3 センサガードのスライドキャップを閉じて保管します。(液に浸したままの状態での保管はしないでください。)

出典：

HORIBA

コンパクト pH メーター〈Twin pH〉B-212
取扱説明書

記入する

データを読み取り、データシートに記録する。3 度計測し、平均値も出す。

⇒ グローブデータサーバーに送信！